



Gerbinol® CF

Adsorción de taninos a base de gelatinas, silicatos e ictiocola, sin caseína


Descripción de producto

Gerbinol® CF es un agente de adsorción de taninos libre de caseína en polvo. Gerbinol® CF nivela irregularidades, notas ásperas e impurezas. Gerbinol® CF alivia y/o elimina aromas y sabores indeseables. Gerbinol® CF se basa en una variedad de gelatinas, silicatos e ictiocola.

Permitido según el Reglamento de la Comisión de la UE no. 934/2019. El usuario debe verificar el cumplimiento de la normativa nacional. Su pureza y calidad se comprueban en laboratorios especializados.

Dosis y uso

Finalidad prevista	Dosis
Correcciones leves	5 - 10 g/hl
Reducción de taninos	15 - 30 g/hl
Corrección de desvíos aromáticos	30 - 50 g/hl



El Gerbinol® CF puede usarse básicamente en cualquier etapa, es decir, incluso antes de los procesos de clarificación convencionales. Sin embargo, recomendamos que el tratamiento se lleve a cabo después de la clarificación, ya que es solo entonces cuando las imperfecciones del sabor serán claramente perceptibles. Se recomienda hacer pruebas preliminares.

Una vez que se ha determinado la dosis óptima, Gerbinol® CF se agita en diez veces el volumen de agua (caliente a mano si es posible), mezclando completamente para que no queden grumos. Luego se agrega Gerbinol® CF al tanque principal, revolviendo constantemente. La agitación y la disolución de Gerbinol® CF debe realizarse con el cuidado y la diligencia acorde con un producto especial de este tipo.

Almacenamiento

Guardar en un lugar seco. Proteger de olores y humedad. Siempre cierren bien los paquetes abiertos.